

Order Form
Modulo Ordini

Optical shop: Laboratorio:	Client code: Codice Cliente:	Ref: Rif. Ord.:	Order date: Data ordine:
-------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------------

Lens type Tipo lente	Index: Indice:	☐ 1.5	☐ 1.6	☐ 1.67	☐ 1.74	Coatings: Trattamenti:	☐ Blue Cut + IR	☐ MAX UV + IR								
	Tinting: Colorazione:		Transmittance %: Trasmittanza %:		Solid: Uniforme:	☐	Gradient: Sfumata:	☐	Double gradient: Bidegradante:	☐	Sun:	☐	Relax:	☐	Night:	☐
	Transitions*:	☐ Brown	☐ Gray	☐ Xtractive Gray	Polar:	☐ Brown	☐ Gray	☐ Green	Care 440:	☐	Care 500:	☐	Care 527:	☐		

Prescription Prescrizione	Sphere Sfero	Cylinder Cilindro	Axis Asse	Addition Addizione	Prism1 Prisma 1	Base1 Base1	Prism2 Prisma2	Base2 Base2	Special base Base speciale
	RE					°		°	
	LE					°		°	

Frame-Fitting figures Parametri per il montaggio	Metal-Acetate (0,5mm) Metallo-Acetato (0,5mm)	☐	Rimless (1,0mm) Glasant (1,0mm)	☐	Nylon groove (1,5mm) Nilor Nylon (1,5mm)	☐	Metal groove (2,2mm) Nilor metallo (2,2mm)	☐
	Monocular pupillary distance (Mono PD): Distanza interpupillare monolare:				Far / Lontano	Near / Vicino	Far / Lontano	Near / Vicino
	Fitting height (rim): Altezza di montaggio:	RE		LE		Special edge thickness Spessore al bordo richiesto	☐	mm
Vertical boxing: Altezza verticale:		Bridge: Ponte:		Horizontal boxing: Larghezza orizzontale:				

Optometry figures Valori optometrici	(default values -in brackets- will be used if no others are provided) (non pervenendo i valori, il calcolo verrà effettuato con dati standard)								
	Wrap angle (5°): Angolo di avvolgimento (5°):	°	Range (1/15°)	Working distance (40 cm): Distanza di lavoro (40cm):	cm		Range (25/50 cm)		
	Pantoscopic angle (10°): Angolo pantoscopico (10°):	°	Range (-5/25°)	Corridor height: Altezza corridoio:	RE	mm	LE	mm	
Vertex distance (12mm): Distanza apice corneale (12mm):	RE	mm	LE	mm	Range (5/25 mm)	Inset: RE		LE	

Digitalization area Forma dima	Mark reference eye: Contrassegnare occhio di riferimento:	☐ RE	☐ LE
	Horizontal boxing Larghezza orizzontale Bridge Ponte Vertical boxing Altezza verticale Fitting height (rim) Altezza di montaggio Mono PD ATTENTION: Use the lens meter to mark one of the demo lens with 3 dots. Then, take the lens and place it on the "digitization area" making sure that the 3 dots coincide with the reference horizontal line and outline its shape in its corresponding area. Do not make any notes within this area. When printing the order form, please avoid adjusting the page size. ATTENZIONE: Usare il frontofocometro per marcare con 3 puntini le lenti di dimostrazione. Poi, prendere le lenti e posizionarle nell'area di digitalizzazione assicurandosi che i 3 puntini coincidano con la linea orizzontale di riferimento e tracciate la sua forma nell'area corrispondente. Non scrivere nessuna nota all'interno di quest'area. Quando si stampa il modulo di acquisto, evitare di variare la misura della pagina.		